

Servicio de Cultivo de Tejidos (SCT) Área Científica y Técnica de Investigación (ACTI)



Sistema de fotografía digital Nikon DS-5M



- Acoplado a Microscopio óptico <u>Nikon mod.</u>
 Eclipse Te-2000U
- Fotografía en Campo claro, contraste de fases y epifluorescencia
- Selección del formato de imagen (jpg, bmp), tamaño y nivel de compresión
- Grabación a intervalos (time-lapse)
- Almacenamiento de imágenes en servidor, desde donde el usuario autorizado puede recuperarlas mediante su contraseña.
- Funciones adicionales:
 - Introducción de texto en la fotografía
 - medida de distancia entre dos puntos
 - marcadores de recuento (contador del nº de puntos)
 - dibujo libre mediante el ratón
 - zoom electrónico
 - creación de un fichero de datos/notas adjunto a la fotografía