

## Incubadores de CO<sub>2</sub> refrigerados



### Heraeus mod. BBK 6220

Con regulación de:

- Presión parcial de CO<sub>2</sub>: 0 - 20%
- HR del aire: entre 65 y 90%
- Regulación de temperatura mediante una **función complementaria de refrigeración**, lo que permite realizar procesos de incubación a temperaturas inferiores a la temperatura ambiente.
- Esta característica permite aplicaciones en el campo de la biología marina.



### INFORS mod. MULTITRON-2 ®

- Refrigerado y con agitación orbital (20-400 rpm)
- Presión parcial de CO<sub>2</sub>: 0 - 20%
- Temperatura: 15°C (bajo ambiente)- 65°C
- [Más información](#)